

マッサージチェア、小型マッサージ器の安全に関するご注意  
ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

次の人は使用しない。

- 医師からマッサージを禁じられている人  
（血栓〔塞〕症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など）

次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

- ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 背骨に異常がある人、曲がっている人（背中を施療する機器に限る）
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性〔疼痛性〕疾患の人
- 腱鞘炎の人
- 体温38℃以上の有熱期にある人（倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど）
- 温度感覚喪失が認められる人（電熱装置をもつ機器に限る）
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 使用しても効果がみられない人
- その他医療機関で治療中の人

浴室など湿度の高いところでは使用しない。

子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。